

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali (SAELMT)



Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.0 del 10/03/2010

http://www.tropicalmed.eu/

Pagina 1 di 7

COLORAZIONE TRICROMICA

CONCORDANZA DEL PROCESSO E DELL'OSSERVAZIONE MICROSCOPICA

Inserimento dei dati (programma in Access realizzato dal Tec. Maria Gobbo)

Campione ripreparato

Per ogni campione è stato inserito: la data di preparazione, il preparatore, il lettore, chi ha scelto il campione primario, il risultato della lettura e il codice di identificazione assegnato col seguente criterio:

Il referto corrispondente al barattolo primario è identificato con "Trico" e un numero progressivo univoco, seguito dalla lettera a che significa "prima lettura", es. Trico -4a.

Il referto del "campione controllo" corrispondente è identificato con "Trico" e lo stesso numero progressivo del Trico a (prima lettura), seguito dalle lettere ba che significa "seconda lettura campione a ripreparato", es. Trico -4ba.

Vetrino riletto

Per ogni campione è stato inserito: il preparatore, la data di lettura, il lettore, il risultato della lettura e il codice di identificazione assegnato col seguente criterio:

Il referto corrispondente al vetrino primario è identificato con "Trico" e un numero progressivo univoco, seguito dalla lettera c che significa "prima lettura", es.

Trico -4c.

Il referto del "vetrino controllo" corrispondente è identificato con "Trico" e lo stesso numero progressivo del Trico c (prima lettura), seguito dalle lettere dc che significa "seconda lettura vetrino c riletto", es. Trico -4dc.

Criterio e valutazione:

Il risultato della lettura del campione **a/c** è considerato come riferimento per la valutazione del risultato del corrispondente campione **ba/dc**.

Criterio di valutazione:

(4)	0= identificati gli stessi parassiti (indipendentemente dalla quantità)
(3/5)	+-1= missed versus una forma, rarissime o rare
(2/6)	+-2= missed versus alcune
(1/7)	+-3= missed versus parecchie o più

7	+3 (NON ACCETTABILE)
6	+2 (LIMITE)
5	+1 (ACCETTABILE)
4	0 (CONCORDANTE)
3	-1 (ACCETTABILE)
2	-2 (LIMITE)
1	-3 (NON ACCETTABILE)

Corrispondendenza con il grafico

N.B.: i numeri tra parentesi corrispondono, nel grafico, al valore nell'asse delle ordinate.

il valore + indica che nel campione **ba/dc** è stato visto un qualche parassita in più che nel campione **a/c**, il valore - indica, invece, che nel campione **ba/dc** è stato visto un qualche parassita in meno che nel campione **a/c**, nelle quantità indicate dal numero che segue tale valore (scostamento).

Redatto da: Tec Maria Gobbo & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi



Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali (SAELMT)



Primario: Dr. Zeno Bisoffi Ed.0 del 10/03/2010

http://www.tropicalmed.eu/

Pagina 2 di 7

179

Dati 2014

CONCORDANZA COMPLESSIVA DEL PROCESSO (dalla preparazione alla lettura del campione)

 Lettura —— Concordante Accettabile — Limite — Non accettabile nº campioni: 23 8 6 5 4 3 2 0 41 53 106

Redatto da: Tec Maria Gobbo & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi