



Controllo di Qualità Interno Ab anti-Cisticerco Anno 2014

Esame eseguito in parallelo mediante metodica Western Blot e metodica ELISA.

Western blot: valutazione visiva per confronto con il Controllo positivo del kit, eseguito ad ogni sessione.

Test con Metodica ELISA




Figura 1 Controllo Interno Ab anti-Cisticerco 2014

NB: Da protocollo tutti i risultati positivi si ricontrollano in una sessione d'analisi successiva. Nel caso in cui il controllo interno suggerisca la sovrastima dei valori, i negativi vengono validati, mentre i risultati positivi vengono ricontrollati nella sessione successiva.

Redatto da: Dr.ssa Stefania Bonafini & Team RQ

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi