




## Controllo di Qualità Interno Ab anti-Cisticerco Anno 2012-2013

Esame eseguito in parallelo mediante metodica Western Blot e metodica ELISA.

**Western blot:** valutazione visiva per confronto con il Controllo positivo del kit, eseguito ad ogni sessione.

### Test con Metodica ELISA



**Figura 1 Controllo Interno Ab anti-Cisticerco 2012-2013**

NB: Da protocollo tutti i risultati positivi si ricontrrollano in una sessione d'analisi successiva. Nel caso in cui il controllo interno suggerisca la sovrastima dei valori, i negativi vengono validati, mentre i risultati positivi vengono ricontrrollati nella sessione successiva.

Redatto da: Dr.ssa Stefania Bonafini & Team RQ	Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi
--	--------------------------------